







Informações imediatas e confiáveis para o diagnóstico veterinário.

EQUINOS	CARDIO	LIPASE PAI	: PANCREÁTICA FEZES		ZES	RETROVIRUS				DOENÇAS TRANSMITIDAS POR VETORES							
IgG Potros	Feline proBNP	fPL	сРL		Giardia	Parvovirose		(FeLV / FIV)	Combo		Leishmania			4Dx [®] Plus			
lmunoglobulina (IgG)	Medição de NTproBNP para diagnóstico de hipertrofia cardíaca	Lipase pancreática específica felina	Lipase pancreática específica canina		Giardia lamblia	Parvovirus Canino		FIV Imunodeficiência Felina	FeLV Leucemia Felina		Leishmania Leishmania infantum Leishmania donovani	Ehrlichia Ehrlichia canis Ehrlichia ewingii	Doença de Lyme Borrelia burgdorferi	Dirofilaria Dirofilaria immitis	Anapiasma Anapiasma phagocytophilum Anapiasma platys		UNAT
7			4		1	4		-			4	4	4	4	4		Espécies
10	5/10	5/10	5/10		5/15	Ø		5/15/30	5/15/30		10/30	5/15/30	5/15/30	5/15/30	5/15/30		Unidades
	ı	I	I		Ag	Ag		Ac	Ag		Ac	Ac	Ac	Ag	Ac		A C
Sangue total, soro ou plasma	Plasma com EDTA ou soro	Soro	Soro		Fezes	Fezes		Sangue total, soro ou plasma	Sangue total, soro ou plasma		Sangue total, soro ou plasma	Sangue total, soro ou plasma	Sangue total, soro ou plasma	Sangue total, soro ou plasma	Sangue total, soro ou plasma		Amostra'
\	~	4	4		\	4		<u></u>	4		~	<u></u>	~	\(\)	~		Allia me
2-7°C	2-8°C	2-8°C	2-8°C		2-8°C	2-25°C		2-8°C	2-8°C		2-8°C	2-8°C	2-8°C	2-8°C	2-8°C		mento ²
3 7	3 10	3 10	3 10		⊘ ∞	⊘ ∞		3 10	3 10		6	€	€	€	€ ∞		resultado (min)
88 %	85 %	87%	94 % 4		92 - 96 % (87,0 - 99,0 %)	100 % (94,0 -100 %)		99,2 % (95 -100 %)	100 % (95,3 -100 %)		96,3 %	96,2 % (90,1- 98,8 %)	98,8 % (95,4 - 99,9 %)	99,2 % (94,8 -100 %)	99,1 % (96,5 -100 %)		Sensibilidade
90 %	85 %	100 %	97,4%		99 % (96,0 -100 %)	100 % (98,0 -100 %)		100 % (97,8 -100 %)	98,6 % (95,7 - 99,7 %)		99,2 %	100 % (98,0 -100 %)	100 % (98,0 -100 %)	100 % (98,0 -100 %)	100 % (98,0 -100 %)		Especificidade
Nas primeiras 8-12 horas de vida	Quando se detecta resultados anormais deve se quantificar os níveis de NTproBNP com a prova IDEXX em laboratórios de referência.	fPL com a prova Spec IDEXX em laboratórios de referência.	Quando se detecta resultados anormais deve se quantificar os níveis de cPL e fPL com a prova Spec IDEXX em laboratórios de referência.		5-8 dias após a exposição	4-8 dias após a exposição		No mínimo 60 dias após a exposição	No mínimo 28 dias após a exposição		2-3 meses após a exposição	1-3 semanas após a exposição	3-6 semanas após a exposição	5-7 meses após a exposição	3-6 semanas após a exposição. Se o cão é sintomático e o teste é negativo, confirmar resultado de PCR (fase aguda ainda sem anticorpos)		Quando o teste deve ser realizado
Veja as instruções	3/5	3/4	3/4		Pipetar 5 gotas na cavidade de amostra	Pipetar 5 gotas na cavidade de amostra		3/4	3/4		2/6	3/4	3/4	3/4	3/4		Conjugado
<400mg/dl								•••	•••		•	©.•••	•%•	©•••	(∘••)		resultado positivo

Todos os componentes devem estar em temperatura ambiente (15°C - 30°C) antes de prosseguir com o teste - NÃO AQUECER. Sangue Total (com anticoagulante).

20s SNAP® 4Dx® Plus e os reagentes podem ser armazenados em temperatura ambiente (15° - 27°C) por 90 días ou até a data de vencimento (a data que ocorrer primeiro).



SNAP Leishmania

Agente etiológico

Leishmania infantum Leishmania donovani

Principal vetor

Flebotomíneo (mosquito)

Doença

Uma das características mais importantes da leishmaniose canina é a vasta gama de sinais clínicos. É uma doença sistêmica ou gastrointestinal.

Sinais clínicos

Os sinais mais frequentes são úlceras cutâneas (perda de pelo e paraqueratose), que se manifestam em aproximadamente 80% dos animais doentes.

Linfadenopatia e sinais mais genéricos, tais como febre, apatia, perda de peso e atrofia muscular também são muito frequentes.

Sinais gastrointestinais clássicos incluem diarreia, com ou sem sangue, e vômitos, e sinais secundários como problemas renais ou colite.

após 6-12 meses

Alterações clínicas e patológicas

- Anemia n\u00e3o regenerativa normocr\u00f3mica/normoc\u00edtica
- Trombocitopenia
- Níveis elevados de enzimas hepáticas
- Azotemia, proteinúria
- Eletroforese: hiperproteinemia com hipergamaglobulinemia e hipoalbuminemia



Brasileish





Nem todos os cães infectados desen-

volvem sinais clínicos e a presença de

Fase aguda: febre, letargia, anorexia,

e inchaço das articulações. Os sinais

linfadenopatia, claudicação intermitente

podem desaparecer após alguns dias e

reaparecer periodicamente. Fase crônica:

séptica ou imuno-mediada, poliartrite não erosiva (presença de espiroquetas no flui-

do sinovial), glomerulonefrite, miocardite,

endocardite proliferativa, encefalomielite.

indicativo de doença.

Sinais Clínicos

anticorpos em circulação nem sempre é

SNAP 4Dx Plus

Doença de Lyme

Alterações clínicas e patológicas

· Anemia não-regenerativa leve com-

binada, nos casos mais graves, com

azotemia causada por insuficiência renal

· Exame citológico do líquido cefalorraqui-

Assintomático (alguns casos)

Leucocitose neutrofílica

e alomerulonefrite

Proteinúria

diano / sinovial: neutrofilia

Nível de anticorpos C6 ≥30 U/ml

Agente etiológico

Anaplasma phagocytophilum

SNAP 4Dx Plus

Principal vetor

Ixodes spp.

Doenca

A bactéria é transmitida 24-48 h após a picada de um carrapato infectado e se instala no interior dos neutrófilos que, por sua vez, atuam como veículo para espalhar o agente patogênico para o

desenvolvem danos irreparáveis nos rins e intestinos. Anaplasmose é uma doença aguda, tornando-se sintomática em cerca de 15 dias após a inoculação da bactéria.

baço, fígado e pulmões. Alguns cães

Sinais clínicos

Febre alta, letargia, fraqueza, anorexia. claudicação e inchaço nas articulações, esplenomegalia e, ocasionalmente, sinais neurológicos (SNC). Também é freguente a forma subclínica, com poucos ou

parasitemia é cíclica (10-14 dias) e cada

pico é seguido por uma queda do número

nenhum sinal clínico, em que a infecção avança sem ser observada (grande número de animais soropositivos em comparação com aqueles clinicamente doentes).

Anaplasmose

Alterações clínicas e patológicas

Trombocitopenia, anemia normocítica/ normocrômica leve ou moderada, linfopenia, monocitose, hipoalbuminemia, hiperglobulinemia, elevação das enzimas hepáticas, bilirrubinemia.

Agente etiológico

Anaplasma platys

Principal vetor

Rhipicephalus sanguineus

O parasita se instala no interior das plaquetas de 8-15 dias após a inoculação. A

Sinais clínicos

Sinais clínicos e/ou resulta-

dos de laboratório não são

indicativos de anaplasmose

Tratamento:

não recomendado

Repita o perfil hematológico

e/ou considere outros

exames diagnósticos

de plaquetas presentes.

Assintomática, ou então febre, apatia, anorexia, perda de peso, linfadenomegalia, petéguias e equimoses, e sinais digestivos e neurológicos (SNC).

Alterações clínicas e patológicas

Trombocitopenia, em alguns casos grave, combinada com anemia induzida por inflamação, hiperglobulinemia moderada, hipoalbuminemia e, às vezes, hipocalcemia.

Controle positivo

Borreliose, muitas vezes chamada de

doença de Lyme, também pode afetar

Agente etiológico

Borrelia burgdorferi

Principal vetor

Ixodes spp.

Doenca

humanos.

SNAP positivo

O cão foi exposto ao parasita e está potencialmente infectado

Teste ELISA Borrelia Quant C6 e relação P.C urinária

Os sinais clínicos e/ou testes laboratoriais confirmam o diagnóstico (Nível de anticorpos C6 ≥ 30 U/ml)

Os sinais clínicos e/ou testes laboratoriais não confirmam o diagnóstico de borreliose (Nível de anticorpos C6 < 30 U/ml)

com o programa de prevenção. Repita o teste após um ano

Considere prosseguir

SNAP negativo

Anticorpos não são de-

tectados, portanto uma

infecção é altamente

improvável

Tratar com antibióticos de acordo com a regulamentação do país

Determine o nível de anticorpos C6, com ou sem relação P.C urinária, após o período de 6 meses

Tratamento: não recomendado

Monitorar os sinais clínicos e/ou considerar diferentes diagnósticos

Informe aos donos de animais sobre programas de prevenção de doenças transmitidas por vetores

SNAP positivo

O cão foi exposto ao parasita e está potencialmente infectado

Verifique se há anormalidades hematológicas (hemograma e/ou esfregaço de sangue) e alterações em proteínas séricas

Sinais clínicos e/ou resultados de laboratório confirmam o diagnóstico de anaplasmose

Tratar com antibióticos de acordo com a regulamentação do país

Verifique os parâmetros clínicos e patológicos após 7 dias

> Informe aos donos de animais sobre programas de prevenção de doenças transmitidas por vetores

SNAP negativo

Anticorpos não são detectados, portanto uma infecção é altamente improvável

Considere prosseguir com o programa de prevenção. Repita o teste após um ano




Teste SNAP® 4Dx e as co-infecções

O problema mais sério associado à anaplasmose é a frequente co-infecção com outras doenças transmitidas por carrapatos: borreliose (doença de Lyme) e erliquiose. Muitos estudos confirmaram recentemente a presença de A. phagocytophilum em toda a Europa, tanto em animais de estimação quanto em animais selvagens. Em infecções agudas, um resultado sorológico negativo pode ser obtido por falta de tempo hábil para produção de anticorpos. Esse processo leva, em média, duas semanas. Caso a suspeita de diagnóstico de anaplasmose persista, considere realizar testes de biologia molecular (PCR).









Agente etiológico

Ehrlichia canis

Principal vetor

Rhipicephalus sanguineus (carrapato marrom)

Doença

Transmitida pelo carrapato através da secreção de saliva que, ao penetrar no organismo, é absorvida pelos monócitos. Nestas células, a Ehrlichia aparece sob a forma de 'microcolônias' rodeada por uma membrana vacuolar (mórula). Elas se multiplicam e se espalham para o fígado, baço, nódulos linfáticos, medula óssea e para o resto do corpo. O período

Sinais clínicos

Fase Aguda (1-4 semanas): apatia, febre, letargia, anorexia, linfadenopatia, hepatomegalia, esplenomegalia, petéquias, equimoses, sangramento.

Fase subclínica: sem sinais clínicos. Fase crônica: febre, apatia, perda de peso, linfadenomegalia, esplenomegalia e distúrbios de coagulação (petéquias, equimoses, epistaxe), sinais neurológicos, problemas oculares, lesões cutâneas, ascite, edema, poliartrite, infecções recorrentes, septicemia, estomatite ulcerativa. A gravidade dos sinais clínicos depende da virulência da estirpe, da eficácia da imunidade celular do animal e da presença de co-infecções.

Alterações clínicas e patológicas

Trombocitopenia, hipoalbuminemia e hipergamaglobulinemia, elevação das enzimas hepáticas, proteinúria. Fase aguda: anemia regenerativa Fase crônica: anemia não-regenerativa. Em alguns casos de infecções crônicas pode ser observada pancitopenia.

Agente etiológico

Dirofilaria immitis

Principal vetor

Mosquito

Doença

O teste de Dirofilariose é essencial para todos os animais que vivem em áreas endêmicas. Esta é uma doença traiçoeira que é inicialmente livre de sinais, pois os danos causados ao coração pela presença de vermes é gradual e progressiva. Em muitos casos ela não é notada até que tenha atingido um estágio avançado.

Os sinais da doença e sua gravidade estão intimamente relacionados com o número de vermes adultos presentes no cão (de 1 a mais de 250), a duração da infestação e a interação entre o parasita e o hospedeiro.

Sinais clínicos

Devido a danos mecânicos e vasculares provocados pelos parasitas:

- Letargia
- · Tosse espontânea, dispneia de leve a grave, hemoptise
- Síncope
- · Perda de peso, anorexia
- · Cianose, pulso venoso da jugular, distensão venosa da jugular, ascite
- · Síndrome nefrótica, edema periférico
- · Síndrome da veia cava

Alterações clínicas e patológicas

- · Eosinofilia
- Azotemia
- · Níveis elevados de enzimas hepáticas
- Proteinúria
- Anemia leve
- Trombocitopenia
- · Basofilia
- Monocitose
- · Coagulação intravascular disseminada
- Aumento da relação P.C urinária



Controle positivo

O cão foi exposto ao parasita e está potencialmente infectado

Verifique se há anormalidades hematológicas (hemograma e/ou esfregaço de sangue) e alterações nas proteínas do soro, relação P.C urinária

Sinais clínicos e/ou resultados de laboratório confirmam o diagnóstico de erliquiose

Tratar com antibióticos de acordo com a regulamentação do país

Verifique os parâmetros clínicos e patológicos após 7 dias

Sinais clínicos e/ou resultados laboratoriais não são indicativos de erliquiose

> Tratamento: não recomendado

Repita o perfil hematológico e/ou considere outros exames diagnósticos

Informe aos donos de animais sobre programas de prevenção de doenças transmitidas por vetores


SNAP negativo

Anticorpos não são detectados, portanto uma infecção é altamente improvável

Considere prosseguir com o programa de prevenção. Repita o teste após um ano

Em infecções agudas, um resultado sorológico negativo pode ser obtido por falta de tempo hábil para produção de anticorpos. Esse processo leva, em média, duas semanas. Caso a suspeita de diagnóstico de erliquiose persista, considere realizar testes de biologia molecular (PCR).

SNAP positivo **SNAP** negativo Os sinais clínicos Confirme com sugerem o diagnóstico de Sem sinais clínicos um segundo teste dirofilariose Radiografia, Confirme com segundo teste. perfil bioquímico e Verifique presença de microfihematológico. lárias circulantes Outros testes, Perfil Hemograma/Bioquímica. se necessário Outros testes, se necessário O tratamento depende Tratamento de acordo com Prevenção da do resultado de exames a regulamentação do país Dirofilariose complementares Se o diagnóstico não é Repita o teste após Repita o teste definitivo, repita o teste 6-12 meses após um ano no período de 1-3 meses Siga as orientações regionais sobre a prevenção de Dirofilariose





SNAP® Parvo

Agente etiológico Parvovirus spp.

Em cães, há duas formas: parvovírus canino tipo 1 (não-patogênica) e parvovírus canino tipo 2 (CPV-2), responsável por gastroenterite-miocardite.

Doença

Parvovirose ou gastroenterite hemorrágica é uma doença infecciosa grave, que afeta principalmente filhotes nos primeiros meses de vida. A taxa de mortalidade é extremamente alta.

Transmissão

Por contágio direto com um animal infectado através das fezes, vômito, urina; contágio indireto através de objetos ou alimentos contaminados. A parvovirose pode se desenvolver de duas formas: intestinal (filhotes até a idade adulta) ou cardíaca (filhotes de cerca de 5-6 semanas, de mães não-imunes).

Sinais clínicos

Forma intestinal: febre, letargia, anorexia, vômitos e diarréia, muitas vezes hemorrágica. Abdômen retraído, relutância em se movimentar.

Forma cardíaca (rara, uma vez que praticamente todas as mães possuem anticor-

pos, por vezes subsequentes à forma intestinal): miocardite aguda com morte súbita, ânsia de vômito, edema pulmonar, congestão hepática, ascite.

Parvovirose

Alterações clínicas e patológicas

Trombocitopenia, anemia (leve ou moderada), leucopenia, linfopenia.

Prevenção

Vacinação: vacina viva atenuada, a partir de 8 semanas de idade. Limitar o contato entre filhotes e adultos não vacinados e desinfectar completamente o ambiente onde os animais infectados são manti-

SNAP Giardia

Agente etiológico

Giardia lamblia (G. intestinalis ou G. duodenalis)

Protozoário, com dois estágios: cisto e trofozoíto.

Doença

O cisto, que é a forma infecciosa da doença, é expelido com as fezes e pode contaminar o ambiente durante vários meses. O trofozoíto é flagelado e adere à superfície dos enterócitos do intestino delgado, destruindo o epitélio.

As espécies de Giardia spp. são parasitas oportunistas que agem principalmente em animais muito jovens, idosos, imunodeprimidos, subnutridos ou portadores de outras infecções. A giardíase é uma zoonose potencialmente perigosa para as crianças.

Sinais clínicos

Aguda, intermitente ou fase crônica: o sinal principal é a diarreia, que pode ser auto-limitante ou persistente e, às vezes, espumosa, com fezes esbranquiçadas e fétidas. Outros sinais são anorexia, letargia, perda de peso e retardo no crescimento (filhotes). Estes sinais começam cerca de uma semana após o contágio, com sinais


de irritação intestinal e perda de sangue nas fezes.


Alterações clínicas e patológicas

Os exames de sangue são geralmente normais; em alguns casos leucocitose leve e anemia moderada.

Prevenção

A remoção das fezes de caixas, jardins e áreas de lazer limita a contaminação do ambiente. A limpeza regular do pelo reduz o risco de reinfecção.





SNAP° FIV/FeLV Combo

Imunodeficiência felina

Leucemia Felina

Agente etiológico

Vírus da Imunodeficiência Felina (FIV)

Doenca

Controle

Síndrome da imunodeficiência felina. O vírus inicialmente se liga aos receptores de linfócitos T auxiliadores (CD4 +) e subsequentemente aos linfócitos T citotóxicos-supressor (CD8 +), linfócitos B e macrófagos. O vírus pode resultar em imunossupressão crônica após uma longa fase clinicamente latente.

Transmissão

Principalmente através de mordidas (geralmente entre gatos que tem acesso à rua); com menos frequência via saliva (lambidas), uso compartilhado de camas ou tigelas, amamentação e através da placenta (gatos infectados no período inicial da gravidez).

Sinais clínicos

Anticorpo FIV positivo

Anticorpo FIV

ELISA negativo

PCR negativo

<6 meses de idade

Os anticorpos maternos podem demorar até

6 meses de idade para desaparecer; continue

testando com intervalos de 60 dias. Depois do gatinho atingir os 6 meses de idade.

SNAP® FIV/FeLV Combo

Anticorpo FIV

negativo*

Considere livre de infecção

Fase Aguda: linfadenopatia, febre, diarreia, anorexia, conjuntivite

Latência ("assintomáticos"): sem sinais clínicos. Fase mais comum em que o gato com infecção por FIV se apresenta geralmente na prática veterinária. Sinais clínicos generalizados persistentes de linfadenopatia, gengivite, estomatite,

SNAP® FIV/FeLV Combo

>6 meses de idade

Todos os resultados dos testes positivos devem ser confirmados com um teste diferente. Realizar em

laboratório de referência testes de

acompanhamento anticorpo de FIV e teste PCR de FIV

ELISA positivo

PCR negativo

Não pode ser excluída infecção por FIV

Repetir ambos um FIV ELISA e teste PCR de FIV em intervalos de 6 meses.Os gatos devem ser monitorados e manuseados como se estivessem infectados com FIV.

abcessos

Fase terminal: febre, letargia, ulcerações, doenças respiratórias, neurológicas e problemas oculares

Alterações clínicas e patológicas

Nas fases iniciais neutropenia e linfopenia, perfis hematológicos e bioquímicos na faixa normal

Fase terminal: anemia, leucopenia, trombocitopenia, azotemia, glicemia elevada.

Prevenção

Anticorpo FIV negativo*

Gatos soropositivos devem ser castrados e mantidos em ambientes protegidos, sem acesso à rua, evitando o contato com potenciais portadores de outras infecções.

Considerar livre de infecção

ELISA negativo

PCR positivo

Considere infecção por FIV

Agente etiológico

Vírus da Leucemia Felina (FeLV)

Doença

O vírus se replica nas amígdalas e gânglios linfáticos. Em seguida, se espalha para o sistema linfático, medula óssea, no epitélio das mucosas intestinal e respiratória e das glândulas salivares (fase virêmica). Dependendo da idade, saúde e estado imunológico do gato exposto ao vírus, teremos:

- · uma infecção abortiva na qual o sistema imunológico do gato elimina o vírus antes da integração do DNA proviral nos linfócitos
- Uma infecção regressiva na qual o sistema imune foi capaz de controlar a disseminação da infecção antes de uma

viremia secundária. Esses gatos têm risco reduzido de disseminar o vírus e desenvolver doenças relacionadas ao FeLV

· Uma infecção progressiva na qual há infecção da medula óssea e uma viremia secundária. Esses gatos têm maior risco de disseminar o vírus e desenvolver doenças relacionadas ao FeLV

Transmissão

Vertical, uterina ou por amamentação; e horizontal, via secreções e excreções. A rota mais comum de contágio é oronasal através de líquidos orgânicos contaminados, menos frequentemente através de mordidas e transfusões sanguíneas.

Sinais clínicos

Fase aguda: linfadenopatia, febre, anorexia. Latência ("assintomática"): sem sinais clínicos

Fase virêmica persistente: gengivite, estomatite ulcerativa, abcessos, perda de peso, febre, diarreia.

Alterações clínicas e patológicas

Leucopenia inicial

Fase virêmica: Anemia não-regenerativa, leucopenia, trombocitopenia, hiperproteinemia. Anemia aplástica, mielodisplasia, leucemia linfóide / mielóide, linfoma.

Prevenção

Vacinação.

Painel com teste IDEXX de antígeno FeLV na clínica

Histórico médico / exame físico

Fel V Positivo

Realizar testes de acompanhamento em laboratório de referência. Realizar testes de acompanhamento: FeLV Antígeno por ELISA com PCR de FeLV quantitativo

FeLV Negativo

Considerar Não infectado*. Para qualquer gato utilizado como doador de sangue ou para reprodução, considere também o exame com PCR de FeLV *Se menos de 30 dias desde da última possível exposição,

Interpretando os seus resultados ELISA e Quant RealPCR™

Antígeno negativo PCR negativo

PCR negativo

Antígeno positivo Antígeno negativo PCR positivo

Antígeno positivo PCR positivo

Não Infectado

Regressivo[†]

Considere teste de Western Blot se houver fortes suspeitas de FIV. Repetir teste ELISA para FIV e teste PCR após 6 meses de intervalo.

ELISA positivo PCR positivo

Progressivo[†]

10min

10

10min



10min

A pancreatite é uma doença inflamatória do tecido exócrino no pâncreas. É mais frequente em gatos do que se acredita e é muitas vezes difícil de diagnosticar. É mais frequente em adultos ou gatos velhos. Gatos siameses parecem ser mais predispostos à doença. Pode se manifestar de formas clínicas muito diferentes e ter um curso variável. A forma aguda é rara, mas a forma crônica é comum.

Sinais clínicos

Sinais inespecíficos: letargia, anorexia, desidratação e perda de peso.

A diarreia, se estiver presente, é um sinal secundário de uma doença gastrointestinal associada (diabetes mellitus, doença inflamatória intestinal, colangioepatite, lipidose hepática).

Os seguintes sinais podem ocorrer: icterícia, febre e abdominalgia.

Alterações clínicas e patológicas

- · Anemia não-regenerativa
- Leucocitose
- Leucopenia
- Enzimas hepáticas elevadas
- Hiperbilirrubinemia
- Hiperglicemia
- Azotemia
- · Desequilíbrio eletrolítico
- Hipocalcemia

Controle positivo



Ultrassom

Pâncreas hipertrofiado ou com ecogenicidade alterada é indicativo de pancreatite

Diagnóstico por exclusão: Raio-X

Anormalidade Corpo estranho, lesões

não encontrada

Uma vez que um diagnóstico final foi obtido, o tratamento deve ser imediato

Testes laboratoriais; hematologia, perfil bioquímico com eletrólitos SNAP® fPL™ Lipase pancreática específica felina

Aspecto do ponto de amostra em relação ao ponto de controle Mesmo tom Mais escuro

Normal Anormal

Pancreatite extremamente


Anormal

improvável

Mais claro

Iniciar o tratamento da pancreatite

Guia para a interpretação dos resultados do SNAP® fPL



Doença


A pancreatite é uma doença comum em cães. Muitas vezes é difícil de diagnosticar pois os animais afetados apresentam sinais clínicos inespecíficos. É mais frequente em adultos ou cães idosos. As raças Schnauzer, Yorkshire Terrier e Poodle parecem ser as mais predispostas à doença. A Pancreatite ativa enzimas digestivas proteolíticas e lipolíticas do pâncreas que conduzem à auto-digestão do tecido do órgão e dos tecidos adjacentes, trazendo complicações sistêmicas. Nos casos mais graves, pode resultar na morte do cão..


Sinais clínicos

Sinais inespecíficos: anorexia, vômitos, letargia, dor abdominal, desidratação e diarréia. Pode ser aguda ou crônica e pode ser leve ou grave. As formas leves frequentemente curam sem causar qualquer dano permanente, mas podem progredir para uma forma de necrose grave. Pancreatite crônica, que é menos frequente, pode ter uma evolução fibrótica, com sinais subclínicos ou uma evolução com sinais permanentes ou recorrentes semelhantes aos de pancreatite aguda.

Alterações clínicas e patológicas

- Trombocitopenia
- Neutrofilia com desvio à esquerda
- Anemia
- Níveis elevados de enzimas hepáticas
- Azotemia
- Desequilíbrio eletrolítico
- Hiperbilirrubinemia
- Hipoalbuminemia
- Hipercolesterolemia
- Hipoglicemia
- Hiperglicemia









12 13



SNAP ProBNP

Hipertrofia cardíaca

Doença

A cardiomiopatia é a doença cardíaca mais frequente em gatos e a cardiomiopatia hipertrófica (CMH) é a forma mais comumente diagnosticada. CMH é mais comum em gatos jovens e adultos do sexo masculino, mas pode afetar gatos de qualquer sexo e idade. Raças como Bengal, Himalaia, Persa e gatos Maine Coon são os mais predispostos à doença. A CMH é caracterizada por uma hipertrofia concêntrica do ventrículo

esquerdo associada com disfunção diastólica (diminuição da liberação do ventrículo). À medida que a doença progride, um alargamento do átrio esquerdo provoca um aumento da pressão no interior desta câmara, com um consequente risco de desenvolver insuficiência cardíaca congestiva. Gatos com um aumento do átrio esquerdo apresentam maior risco de desenvolver embolia (tromboembolismo aórtico felino).

Sinais clínicos

Gatos que sofrem de cardiomiopatia parecem saudáveis, mesmo quando a doença é moderada ou mesmo severa.

Ausculta: sopro sistólico no bordo esternal ou parasternal, com / sem ritmo de galope ou arritmia. Nem todos os gatos afetados apresentam sopro cardíaco, além disso, gatos idosos saudáveis frequentemente apresentam sopros com ausência de alterações no ecocardiograma.



Pro Bnp

Marcadores Cardíacos

Peptídeo tipo B ou peptídeo natriurético cerebral (BNP) é um hormônio produzido sob a forma de pró-hormônio (proB-NP) nos miocardiócitos atriais. Quando normal, o alongamento fisiológico dos átrios provoca a liberação de proBNP na forma de dois peptídeos: NT-proBNP (inativa) e C-BNP (ativa).

Guia para a interpretação dos resultados do SNAP® ProBNPM

0	200 pmol/	1
Cardiopet proBNP		
SNAP Feline proBNP		

O ponto de amostra é

O ponto de O ponto de amostra tem amostra é mais escuro intensidade que o ponto de que o ponto de controle

e check-up da pressão arterial

Gato clinicamente saudável, mas com ausculta duvidosa e/ou em risco de Doença cardíaca (sopro, arritmia, ritmo de galope, predisposição racial)

Perfis hematológicos e bioquímicos + T4 para descartar anemia, insuficiência renal e hipertiroidismo

SNAP® Feline proBNP

Positivo

Negativo

Aumento da distensão dos miocardiócitos e aumento do estresse no músculo cardíaco. Recomendado: ecocardiograma

Baixa probabilidade de presença de doença cardíaca.

SNAP® Feline proBNP e Cardiopet proBNP mensuram a concentração de NTproBNP em circulação, um marcador indireto do aumento de tamanho dos átrios e ventrículos, bem como do stress parietal. Em geral, o NTproBNP é liberado em proporção com o grau de distensão e stress sobre o músculo cardíaco e as suas concentrações aumentam quando a doença cardíaca progride.



Sensibilidade e especificidade que geram confiabilidade

A tecnologia ELISA presente no SNAP® utiliza conjugado e substrato exclusivos que amplificam os resultados. O processo de fluxo bidirecional oferece uma oportunidade adicional de ligação antígenoanticorpo, proporcionando alta sensibilidade e resultados confiáveis. Preciso, simples e econômico, SNAP® é a tecnologia de diagnóstico rápido ideal para uso em consultórios, clínicas e hospitais veterinários.



Antígeno

T Conjugado

O Células Vermelhas

Plaquetas

Y Anticorpo




Ao misturar a amostra com o conjugado, o antígeno presente na amostra se liga ao anticorpo ligado à enzima presente no conjugado.





2 A matriz é prérecoberta com anticorpos antígenoespecíficos



antígeno ligam-

se ao anticorpo







A etapa de lavagem é importante, pois remove os componentes inespecíficos das amostras de sangue e do conjugado que não se ligaram à matriz (maior especificidade).





O substrato corre através da matriz lavada e reage com o conjugado. Isso amplifica a presença de antígeno e aumenta a intensidade de cor. facilitando a leitura (maior sensibilidade).



... comparada a outros testes




A qualidade SNAP...



- A tecnologia ELISA é um método de laboratório de referência.
- Altas especificidade e sensibilidade alcancadas por etapas de lavagem e amplificação da reação.
- Teste com precisão e confiabilidade com uma pequena amostra, em poucos minutos.







A imunocromatografia oferece menor especifidade, porque não possui a etapa de lavagem para remoção dos componentes que não sofreram ligação e menor sensibilidade, porque não é beneficiada pela amplificação de sinal.

10min





IDEXX SNAP® Pro™

O novo leitor wi-fi para os testes SNAP® que fornece uma visão mais clara dos resultados e permite uma interpretação mais precisa. Útil nas conversas com o cliente.

Fácil de usar

O teste SNAP® é ativado automaticamente: basta inserir o teste no leitor e visualizar a janela de resultados na tela em poucos minutos.

Eficiência

Uma tela grande que torna os resultados muito fáceis de ler ao mostrar claramente o resultado do teste. A conexão wi-fi com IDEXX VetLab® **Station** permite acessar os registros eletrônicos do paciente, melhorando o intercâmbio de informações.

IDEXX Brasil Laboratórios Ltda. Av. Brig. Faria Lima, 4300, 1º Andar Ed. FL Corporate, Itaim Bibi, São Paulo CEP 04538-133

IDEXX Laboratories, Inc. One IDEXX Drive Westbrook, Maine 04092 Estados Unidos



Acesse nosso site ou fale diretamente com nossos Consultores em Diagnóstico Veterinário:



CREATING CLARITY



